



ALEF ORTODONCIA FRAGUADO NORMAL

INFORMACIÓN TÉCNICA

alef Yeso para Ortodoncia

Es un yeso de baja expansión y alta resistencia diseñado para duplicado de modelos maestros, casos de estudio en procedimientos ortodónticos.



CARACTERÍSTICAS

- Baja demanda de agua
- Baja expansión
- Alta resistencia

DISPONIBLE EN

Caja de 20 kg
en bolsas de
1 kg. c/u

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Proporción polvo / agua	100 gr / 29 ml
Mezcla	
Automática:	60 seg.
Manual:	90 seg.
Tiempo de trabajo:	5 min. apróx.
Tiempo de fraguado:	10 min. apróx.
Tiempo retirar del zócalo	20 min. apróx.
Expansión al fraguar:	0.08% apróx.
Resistencia a la compresión (1h):	45 MPA
Deformación después de apróx.:	60 min.

*LOS VALORES DEPENDEN FUERTEMENTE DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL.



SmartFamily®