



YESO FLUIDO PARA BASES TIPO IV

INFORMACIÓN TÉCNICA

smart fluid®

Es un yeso tipo IV de alta resistencia con carga resinosa diseñado para ofrecer una gran fluidez y excelente manejo, se recomienda para la fabricación de bases debido a su baja expansión.



NEGRO

AZUL

GRIS

TERRACOTA

DURAZNO

CARACTERÍSTICAS

- Gran fluidez
- Baja expansión
- Alta resistencia
- Evita que los pines se atasquen

DISPONIBLE EN

Caja de 20 kg
en bolsas de
1 kg. c/u



SmartFamily®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Proporción polvo / agua	100 gr / 25 ml
Mezcla	
Automática:	45 seg.
Manual:	60 seg.
Tiempo de trabajo:	5 min. apróx.
Tiempo de fraguado:	10 min. apróx.
Tiempo retirar del zócalo	20 min. apróx.
Expansión al fraguar:	0.08% apróx.
Resistencia a la compresión (1h):	45 MPA
Deformación después de apróx.:	60 min.

*LOS VALORES DEPENDEN FUERTEMENTE DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL.