



YESO RESINOSO PARA TROQUELES TIPO IV

INFORMACIÓN TÉCNICA

smart rock®

Es un yeso tipo IV con carga resinosa que fue diseñado para ofrecer una resistencia superior y un manejo excepcional, esta recomendado para troquelado y para escanér.



GRIS



DURAZNO



VERDE



ROSA



BLANCO



MARFIL



CARACTERÍSTICAS

- Baja demanda de agua
- Baja expansión
- Resistencia superior
- Plastificado
- Mejor contraste de sombras

DISPONIBLE EN

- Caja de 20 kg en bolsas de 1 kg. c/u
- Frasco de 2 kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Proporción polvo / agua	100 gr / 20 ml
Mezcla	
Automática:	45 seg.
Manual:	60 seg.
Tiempo de trabajo:	4 min. apróx.
Tiempo de fraguado:	8 min. apróx.
Tiempo retirar del zócalo	20 min. apróx.
Expansión al fraguar:	0.08% apróx.
Resistencia a la compresión (1h):	52 MPA
Deformación después de apróx.:	60 min.

*LOS VALORES DEPENDEN FUERTEMENTE DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL.



SmartFamily®