



INFORMACIÓN TÉCNICA

El SmartFlex® es un polímero resistente y flexible que fue diseñado para mimetizarse con la encía de forma imperceptible y puede ser empleado en la creación de cualquier flexible.



Suave



Intenso



Plus

CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia
- Fácil pulido
- Flexibilidad mejorada
- Gran durabilidad

Disponible en:

Sobres de 50g

Especificaciones técnicas

Temperatura de inyección	291-297°C
Presión de inyección	90PSI
Temperatura ideal de trabajo	20-35°C

Mantenga el producto lejos de la humedad o se verá arruinado

