



YESO EXTRADURO TIPO V


INFORMACIÓN TÉCNICA

Yeso alef Tipo V

Es un yeso de expansión mejorada y alta resistencia diseñado para duplicado de modelos maestros, casos de estudio y troquelado.



MARFIL



VERDE



ROSA

CARACTERÍSTICAS

- Cremoso
- Baja demanda de agua
- Resistencia superior
- Expansión mejorada
- Libre de resina

DISPONIBLE EN

Caja de 25 kg
en bolsas de
1 kg. c/u



SmartFamily®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Proporción polvo / agua	100 gr / 20 ml
Mezcla	
Automática:	45 seg.
Manual:	60 seg.
Tiempo de trabajo:	5 min. apróx.
Tiempo de fraguado:	10 min. apróx.
Tiempo retirar del zócalo	20 min. apróx.
Expansión al fraguar:	0.08% apróx.
Resistencia a la compresión (1h):	45 MPA
Deformación después de apróx.:	60 min.

*LOS VALORES DEPENDEN FUERTEMENTE DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL.